

CHECKLIST FEELSAFE TRANSFER TENT BT010-00020		Schoon?	Goed-Gekeurd?
TentBarcode Controleren of de barcode aanwezig is, stevig vast zit en goed leesbaar is			
Tentgrijze doek (nylon) Binnen- en buitenkant en bedbodem controleren op beschadiging, vlekken en vieze geurtjes			
Tentgaas Binnen- en buitenkant van alle gaasdelen goed controleren op gaatjes, vooral aan de randen			
Tentritsen en runners Goed controleren op defecten, met name de runners. Alle ritsen en clips sluiten			
Tentklittenband Klittenband op dak (4x) mag geen pluusjes en draden bevatten.			
Tentkliksluitingen Controleren op aanwezigheid (2x) en defecten. Alle kliksluitingen sluiten.			
Opdekmatras Controleren op vlekken, bobbelen en vieze geurtjes			
Comfortmatras Controleren op vlekken en vieze geurtjes			
Gebruiks-aanwijzing Controleren op aanwezigheid + versie: -Basic: Gebruikershandleiding 2.07 -Transfer: Gebruikershandleiding 1.10			
Waarschuwingsskaartjes Controleren op aanwezigheid + leesbaarheid van 4 waarschuwingsskaartjes. Indien niet aanwezig en/of leesbaar deze plaatsen.			
Opname bij Human Protection Services Contactpersoon : Diego		Datum : 30-01-2026  Diego	